

Anti-Irf6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14896

Artikelnummer: CM0030864

Einführung

Hochwertiger Anti-IRF6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes IRF6. Ideal für die Forschung zur epidermalen Entwicklung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3664
GenID	3664
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 115-300 von menschlichem IRF6 (NP_006138.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14896
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel