

Anti-Irf7 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92985

Artikelnummer: CM0014566



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes IRF7 für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus. Zentraler Transkriptionsregulator der Typ-I-Interferon-Antwort, entscheidend für die angeborene Immunität gegen Viren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IRF7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	IMD39; IRF-7; IRF7A; IRF7B; IRF7C; IRF7H; IRF-7H; IRF7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3665
GeneID	3665
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem IRF7 (NP_001563.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q92985
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel