

Anti-Irf8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02556

Artikelnummer: CM0015966

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IRF8 (ICSBP), validiert für Western Blot und ELISA. IRF8 ist ein Transkriptionsfaktor, der an der Interferon-Signalgebung und der Entwicklung von dendritischen Zellen beteiligt ist. Versand auf Eis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ICSBP; IRF-8; ICSBP1; IMD32A; IMD32B; H-ICSBP; IRF8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3394
Gen-ID	3394
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 137-426 von humanem IRF8 (NP_002154.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02556
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel