

Anti-Irp2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48200

Artikelnummer: CM0004234



Einführung

Hochwertiger Anti-IRP2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Eisenstoffwechsel, zur Genregulation und zu Krankheitsbiomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3658
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 700-963 von humanem IRP2 (NP_004127.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48200
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel