

Anti-Irp2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48200

Artikelnummer: CM0028818



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches IRP2 (IREB2), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Eisenstoffwechsel und neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRP2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3658
Gen-ID	3658
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz von Aminosäuren 760-963 des menschlichen IRP2 (NP_004127.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48200
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel