

Anti-Irs1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35569

Artikelnummer: CM0027926



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-IRS1 (Insulin-Rezeptor-Substrat 1), geeignet für Western Blot und ELISA. Nützlich für die Forschung an Insulin-Signalgebung, Glukosestoffwechsel und Zellwachstumswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G972R; IRS-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3667
Gen-ID	16367
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35569
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel