

Anti-Irs1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35568

Artikelnummer: CM0014028



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IRS1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-IRS1. Ideal für die Erforschung der Insulinsignalisierung und von Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRS1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	HIRS-1; IRS1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3667
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1043-1242 des humanen IRS1 (NP_005535.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35568
Proteingewicht	132 kDa
Versand	Kühlakku