

Anti-Irs2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Artikelnummer: CM0008823



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes IRS2, geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht 137 kDa. Ideal für Forschung zu Insulinsignalwegen und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRS2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	IRS-2, Irs2, IRS 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8660
Gen-ID	8660
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1239-1338 von humanem IRS2 entspricht (NP_003740.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4H2
Proteinmasse	137kDa
Versand	Eispackung