

Anti-Irs2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Artikelnummer: CM0029071



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IRS2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Essenziell für die Forschung zu Insulinsignalisierung, Glukosestoffwechsel und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRS2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	IRS-2; IRS2
Spezies	Human
GeneID (human)	8660
GeneID	8660
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1238-1338 des humanen IRS2 enthält (NP_003740.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4H2
Proteingewicht	137 kDa
Versand	Eisbeutel