

Anti-Isu Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H1K1

Artikelnummer: CM0026244



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes humanes ISCU-Protein hergestellt wurde, geeignet für WB und ELISA. Validiert für humane Proben; zielt auf das mitochondriale Gerüstprotein ab, das an der Biogenese von Eisen-Schwefel-Clustern beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ISCU Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HML; ISU2; NIFU; NIFUN; hnifU; 2310020H20Rik; ISCU
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23479
GenID	23479
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-167 von humanem ISCU (NP_998760.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H1K1
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel