

Anti-IsG20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Az6

Artikelnummer: CM0015524



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ISG20, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für Studien zur antiviralen angeborenen Immunität, interferon-stimulierten Genen und dem RNA-Metabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ISG20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD25, HEM45, ISG20
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3669
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 von humanem ISG20 (NP_002192.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96AZ6
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel