

Anti-Islet1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61371

Artikelnummer: CM0002219

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Islet1 (P61371), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von neuronaler Differenzierung und Herzentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Islet1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Isl-1; ISLET1; Islet1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3670
GenID	3670
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem Islet1 (P61371) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P61371
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel