

Anti-Islet1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61371

Artikelnummer: CM0028848

Einführung

Hochwertiger Anti-Islet1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattem Islet1, einem Schlüssel-Transkriptionsfaktor in der Entwicklung. Ideal für Neurowissenschaften, Kardiologie und Stammzellenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Islet1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Isl-1; ISLET1; Islet1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3670
GenID	3670
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-349 von menschlichem Islet1 (NP_002193.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61371
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel