


Anti-Ist1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P53990

Artikelnummer: CM0029754



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen IST1 (CHMP8, OLC1). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von ESCRT-III-vermittelter Zytokinese und Dynamik der Kernhülle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IST1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OLC1; CHMP8; IST1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	9798
GenID	9798
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-335 von menschlichem IST1 (NP_001257906.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53990
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel