


Anti-Isy1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9ULr0

Artikelnummer: CM0018163



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ISY1, einen prä-mRNA-Spleißfaktor und Regulator der miRNA-Prozessierung. Validiert für Western Blot- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu humanen und Maus-Proben. Ideal für die Spleiß- und Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ISY1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	FSAP33; ISY1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	57461
Gen-ID	57461
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-307 des humanen ISY1 (NP_001186398.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9ULR0
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel