

Anti-Isyna1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nph2

Artikelnummer: CM0027086

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ISYNA1 gerichtet ist, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges ISYNA1. ISYNA1 ist das geschwindigkeitsbestimmende Enzym in der myo-Inositol-Biosynthese. Geeignet für Forschung im Bereich Stoffwechsel und Lipid-Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ISYNA1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IPS; INO1; INOS; IPS 1; IPS-1; ISYNA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51477
Gen-ID	51477
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem ISYNA1 (NP_057452.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPH2
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel