


Anti-Itch Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96J02

Artikelnummer: CM0022728



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ITCH (AIP4), validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Funktion von E3-Ubiquitin-Ligasen und entzündlicher Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITCH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; ITCH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83737
GenID	83737
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-155 von ITCH (NP_001244066.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96J02
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel