


Anti-Itch Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Elisa - Q96J02

Artikelnummer: CM0010554



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für ITCH (Q96J02), eine E3-Ubiquitin-Ligase. Validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Ubiquitinierung und Immunsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] ITCH Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	83737
Gen-ID	83737
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ITCH (Q96J02) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96J02
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel