

Anti-Itfg1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tb96

Artikelnummer: CM0013338

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ITFG1, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Das Zielprotein ist ein T-Zell-Immunmodulatorprotein mit einer schützenden Rolle bei der Graft-versus-Host-Erkrankung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITFG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIP; CDA08; LNKN-1; 2310047C21Rik; ITFG1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	81533
Gen-ID	81533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 313-612 von humanem ITFG1 (NP_110417.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TB96
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eistasche