

Anti-Itga10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 075578

Artikelnummer: CM0024281

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ITGA10, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Geeignet für Kollagenrezeptor-Studien. Proteingewicht: 128 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGA10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRO827; ITGA10
Spezies	Human
GeneID (Human)	8515
GeneID	8515
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 801-1040 von humanem ITGA10 (NP_003628.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O75578
Proteingewicht	128 kDa
Versand	Kühltasche