


Monoklonaler Anti-Itga1/Cd49A-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P56199

Artikelnummer: CM0012666



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-humaner ITGA1/CD49a-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt Integrin alpha-1, einen Laminin- und Kollagenrezeptor, und ermöglicht den zuverlässigen Nachweis dieses Zelladhäsionsmoleküls in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes ITGA1/CD49a mAb
Bezeichnungen/Alias	VLA1; CD49a
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3672
Gen-ID	3672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29–1141 des humanen ITGA1/CD49a (NP_852478.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56199
Proteinmasse	131 kDa
Versand	Kühlakku