

Anti-Itga8-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P53708

Artikelnummer: CM0017333

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen ITGA8, hergestellt unter Verwendung eines rekombinanten Protein-Immunogens. Validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielmolekulargewicht: 117 kDa. ITGA8 ist eine Integrin-alpha-Untereinheit, die an der Nierenentwicklung und Zelladhäsion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGA8-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ITGA8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8516
GeneID	8516
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 907-1000 des menschlichen ITGA8 entspricht (NP_003629.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53708
Proteingewicht	117 kDa
Versand	Kühlpack