

Anti-Itgae (Cd103) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P38570

Artikelnummer: CM0026372



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Integrin alpha-E (CD103). Validiert für Western Blot, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Lymphozytenadhäsion, Mukosaimmunität und epithelialer Barrierebiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGAE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD103; HUMINAE; ITGAE
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3682
Gen-ID	3682
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-200 des menschlichen ITGAE (NP_002199.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38570
Proteingewicht	130 kDa
Versand	Eisbeutel