

Anti-Itgbgb3Bp-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q13352

Artikelnummer: CM0014793



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ITGB3BP (CENPR, NRIF3) gerichtet ist. Validiert für IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Zentromeren, Transkriptionsregulation und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGB3BP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Spezies	Mensch
GenID	23421
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-111 von humanem ITGB3BP (NP_055103.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13352
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel