

Anti-Itgb3Bp Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13352

Artikelnummer: CM0030324



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ITGB3BP (CENPR, NRIF3), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Transkriptionsregulation und des Centromers/Kinetochors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGB3BP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Spezies	Human
GeneID (Human)	23421
GeneID	23421
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-111 von humanem ITGB3BP (NP_055103.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13352
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel