


Anti-Itgb5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P18084

Artikelnummer: CM0024617



Einführung

ITGB5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines, ratten ITGB5. Rekombinantes Immunogen, 88 kDa. Für Zelladhäsions- und Viruseintrittsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGB5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ITGB5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3693
Gen-ID	3693
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 490-720 des humanen ITGB5 (NP_002204.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P18084
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eistasche