

Anti-Itgb6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P18564

Artikelnummer: CM0019719



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ITGB6 für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ITGB6. Integrin-Beta-6-Rezeptor, der an Zelladhäsion, TGF-Beta-Aktivierung und dem Eindringen von Viren beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGB6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AI1H; ITGB6
Art	Mensch
Gen-ID	3694
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 732-788 des humanen ITGB6 (NP_000879.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18564
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Kühlakku