

Anti-Itgb7-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P26010

Artikelnummer: CM0030086



Einführung

ITGB7-Kaninchen-Polyklonalantikörper für Western Blot und ELISA, validiert für Mensch und Maus. Zielt auf Integrin Beta-7 ab, einen wichtigen Lymphozyten-Homing-Rezeptor für die Erforschung des darmassoziierten lymphatischen Gewebes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGB7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ITGB7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3695
Gen-ID	3695
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 von humanem ITGB7 (NP_000880.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P26010
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel