

Anti-Itgb8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P26012

Artikelnummer: CM0029509



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ITGB8, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist Integrin beta-8, ein Fibronektin-Rezeptor, der an der TGF-beta-Aktivierung und Vaskulogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGB8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ITGB8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3696
Gen-ID	3696
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 431-320 von humanem ITGB8 (NP_002205.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P26012
Protein-Gewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel