

Anti-Itih3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q06033

Artikelnummer: CM0025451

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ITIH3, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein Band bei ~100 kDa. Für die Forschung zu Hyaluronan-Stoffwechsel und extrazellulärer Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITIH3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3P; SHAP; ITI-HC3; ITIH3
Spezies	Human
GeneID (human)	3699
GeneID	3699
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-180 von humanem ITIH3 (NP_002208.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q06033
Protein-Gewicht	100 kDa
Versand	Eistasche