


Anti-Itih4 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14624

Artikelnummer: CM0014366



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ITIH4 (Inter-alpha-Trypsin-Inhibitor schwere Kette H4), geeignet für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Akutphasenreaktionen und leberspezifischen Entzündungsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITIH4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	H4P; IHRP; GP120; PK120; ITIHL1; PK-120; ITI-HC4; ITIH4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3700
GeneID	3700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 689-930 des humanen ITIH4 (NP_002209.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14624
Proteinmolekulargewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel