


Anti-Itk/Emt Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08881

Artikelnummer: CM0005451



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes ITK/EMT (Tyrosin-Proteinkinase ITK/TSK) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Wesentlich für Studien zur T-Zell-Signalübertragung, Immunantwort und Kinase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITK/EMT Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	EMT; LYK; LPFS1; PSCTK2; ITK/EMT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3702
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem ITK/EMT
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q08881
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel