


Anti-Itln1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwa0

Artikelnummer: CM0028742



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ITLN1 (Intelectin-1/Omentin), validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte; ideal für Studien zur angeborenen Immunität und zum Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITLN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HL1; LFR; HL-1; INTL; ITLN; hIntL; Omentin; ITLN1
Spezies	Human
GeneID (human)	55600
GeneID	55600
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-313 des humanen ITLN1 (NP_060095.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8WWA0
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eistasche