


Anti-Itpa Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9By32

Artikelnummer: CM0016040



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches ITPA, ein Enzym des Nukleotidstoffwechsels. Validiert für WB und ELISA; reagiert kreuzreagierend mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des Ausschlusses nicht-kanonischer Purine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ITPA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEE35; My049; ITPase; NTPase; C20orf37; dj794i6.3; HLC14-06-P; ITPA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3704
Gen-ID	3704
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-194 von menschlichem ITPA (NP_258412.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BY32
Proteinmasse	21kDa
Versand	Eisbeutel