


Anti-Itpka Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23677

Artikelnummer: CM0021942



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ITPKA (Inositol-trisphosphat 3-Kinase A) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des InsP3-Stoffwechsels und der Kalziumsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITPKA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IP3KA, IP3-3KA, ITPKA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3706
Gen-ID	3706
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 141-461 von humanem ITPKA (NP_002211.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P23677
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel