


Anti-Itpr3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14573

Artikelnummer: CM0004035



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ITPR3 (IP3R3) für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Inositol-1,4,5-trisphosphat-vermittelter Calciumfreisetzung und intrazellulärer Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITPR3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IP3R; CMT1j; IP3R3; ITPR3
Spezies	Human
GeneID (Human)	3710
GeneID	3710
Immunogen	Rekombinantes Protein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1630-1870 von humanem ITPR3 (NP_002215.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q14573
Proteingewicht	304kDa
Versand	Eisbeutel