


Anti-Itpr3 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14573

Artikelnummer: CM0018363



Einführung

Hochwertiges Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen ITPR3 (IP3R-3), einen Kalziumkanal. Geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA mit Proben von Mensch und Maus. Ideal für Studien zu zellulärer Signalgebung und Kalziumhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITPR3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3710
GenID	3710
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1630-1870 von humanem ITPR3 (NP_002215.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14573
Proteingewicht	304 kDa
Versand	Eisbeutel