

Anti-Itprrip Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwb1

Artikelnummer: CM0017157

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches ITPRIP (DANGER), spezifisch für WB, IF/ICC, ELISA. Ideal für Studien zur Kalziumsignalgebung, die die Interaktion des Inositol-1,4,5-trisphosphat-Rezeptors und Membranbiologie betreffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITPRIP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DANGER; KIAA1754; bA127L20; bA127L20.2; ITPRIP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	85450
Gen-ID	85450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 101-290 von menschlichem ITPRIP (NP_203755.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IWB1
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel