


Anti-Ivd Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P26440

Artikelnummer: CM0023115



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes IVD (Isovaleryl-CoA-Dehydrogenase). Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Nützlich für Studien zum Leucin-Katabolismus und zur mitochondrialen Fettsäureoxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IVD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IVDH; ACAD2; IVD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3712
Gen-ID	3712
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-200 des humanen IVD (NP_002216.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26440
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel