

Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92905

Artikelnummer: CM0016340



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes JAB1/CSN5/COPS5, eine Untereinheit des COP9-Signalosoms, die an Deneddylierung und Proteinabbau beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAB1/CSN5/COPS5 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10987
GenID	10987
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-334 von humanem JAB1/CSN5/COPS5 (NP_006828.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92905
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel