


Anti-Jade1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6le81

Artikelnummer: CM0027625



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches JADE1, eine Gerüsteinheit des HBO1-Histonacetyltransferase-Komplexes, gerichtet ist. Validiert in WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Chromatin- und Apoptosestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JADE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHF17, JADE1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79960
Gen-ID	79960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-509 von menschlichem JADE1 (NP_079176.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6IE81
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Eisbeutel