


Anti-Jade1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q6Ie81

Artikelnummer: CM0017394



Einführung

JADE1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines JADE1, ein Gerüstprotein des HBO1-Komplexes, das an Histonacetylierung, Apoptose und Wnt-Signalgebung beteiligt ist. Ideal für Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JADE1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PHF17; JADE1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79960
Gen-ID	79960
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-509 von menschlichem JADE1 (NP_079176.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6IE81
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel