

Anti-Jag2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y219

Artikelnummer: CM0018458



Einführung

JAG2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Protein jagged-2 ab, ein Notch-Ligand, der an Entwicklung und Signalgebung beteiligt ist. Ideal für Forschung zur Entwicklungsbiologie und Muskeldystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	HJ2; SER2; LGMDR27; JAG2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3714
Gen-ID	3714
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24–200 des menschlichen JAG2 (NP_002217.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y219
Proteingewicht	133 kDa
Versand	Eisbeutel