

Anti-Jak1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23458

Artikelnummer: CM0018794



Einführung

JAK1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und rattem JAK1. Geeignet für Studien zur Zytokin-Signalisierung und zum JAK-STAT-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JTK3, AIIDE, JAK1A, JAK1B, JAK1
Spezies	Mensch
GenID	3716
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 30-300 von humanem JAK1 (NP_002218.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23458
Protein-Molekulargewicht	133 kDa
Versand	Eisbeutel