

Anti-Jak1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23458

Artikelnummer: CM0004638

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes JAK1, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. JAK1 ist eine Tyrosin-Proteinkinase, die an der Zytokin-Signalübertragung beteiligt ist (P23458).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAK1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B
Spezies	Mensch
GenID	3716
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 721-820 von humanem JAK1 entspricht (NP_002218.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23458
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel