


Anti-Jak1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23458

Artikelnummer: CM0003746



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane JAK1-Tyrosinkinase (P23458). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Zytokin-Signalwegs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAK1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B; JAK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3716
GenID	3716
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600–700 von humanem JAK1 (P23458) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23458
Proteingewicht	133 kDa
Versand	Eisbeutel