


Anti-Jak3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P52333

Artikelnummer: CM0014086



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes JAK3 gerichtet ist, eine nicht-rezeptorgebundene Tyrosinkinase, die an der Zytokinsignalisierung beteiligt ist. Validiert in WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAK3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	JAKL; L-JAK; JAK-3; L-JAK; JAK3_HUMAN; JAK3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3718
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 350-530 von JAK3 (NP_000206.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P52333
Proteingewicht	125kDa
Versand	Eisbeutel