

Anti-Jakmip2 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Aa8

Artikelnummer: CM0015250

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen JAKMIP2, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Golgi-assoziierten Coiled-Coil-Proteinen in neuroendokrinen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	JAKMIP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NECC1; JAMIP2; JAKMIP2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9832
Gen-ID	9832
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 561-810 des menschlichen JAKMIP2 (NP_055605.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96AA8
Proteinmasse	95kDa
Versand	Eispackung