

Anti-Jam-A/Cd321 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92993

Artikelnummer: CM0018909



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen JAM-A/CD321, geeignet für Anwendungen in WB und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Studien zu Zelladhäsion und engen Junctions. SWISS: Q92993.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAM-A/CD321 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	16456
GenID	16456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-242 von Maus-JAM-A/CD321 enthält. (NP_001193762.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92993
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel