

Anti-Jam-A/Cd321/F11R Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Y624

Artikelnummer: CM0004178



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes JAM-A/CD321/F11R, geeignet für Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (aa 28-242), kreuzreagiert mit human. Ideal für die Erforschung von Tight Junctions, Transmigration und viralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human JAM-A/CD321/F11R mAb
Bemerkungen/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	50848
Immunogen	Rekombinantes Protein, Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-242 von humanem JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y624
Proteingewicht	27kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel